



Microlet®Next lancetar / Sprožna naprava Microlet®Next / Dispositivo de punción Microlet®Next



Namijeneno za prikupljanje kapilarne krvi, za uporabu s jednokratnim lancetama.

• Namijeneno za odvoz kapilarne krvi, za uporabo skupaj z lancetami za jednokratnu uporabu.

• Dizajnirano za ekstrakciju krvi iz kapilarne rane, za uporabu zajedno s lancetama za jednokratnu uporabu.

Microlet®Next lancetar upotrebljava se za vadeње kapilarne krvi iz jagodičice prsta ili člana za testiranje glukoze u krvi s kompatibilnim lancetama.

Microlet®Next lancetar namijenjen je za uporabu samo na jednom pacijentu. Lancetar nije namijenjen za novorođenečad.



Funkcija uklanjanja lancete smanjuje mogućnost od ozljede prilikom odlaganja iskoristivih lanceta.

© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Sva prava pridržana.

Todos los derechos reservados.

Ascensia, logotip Ascensia Diabetes Care i Microlet zaštitni su znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l., Via Varese, 162, 20156 Milano, Italy



5 016003 670404

Uvozi i distribuira: MEDLAB ONE d.o.o., Handlova 2/11, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska.

Uvažava i distribuira: Zaloker & Zaloker d.o.o., Kajuhova ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Importado y distribuido por: Ascensia Diabetes Care Spain, S.L., WTC Alameda Park Edificio 6, 4ª planta, Plaça de la Pau, s/n, 08940, Cornellà de Llobregat, Barcelona / España.

www.diabetes.ascensia.com

Proizvedeno u Poljskoj. Izdelano na Poljskem. Fabricado en Polonia.

# Microlet next

Lancetar • Sprožna naprava • Dispositivo de punción

Jednostavno, nježno testiranje. Preprost in nežen odzvem. Analisis fácil y sencillo.

5 jasnih postavki dubine uboda. 5 enostavnih nastavitve globine vboda. 5 ajustes de profundidad inequívocos.

Vrh lancetara sa sigurnosnim zatvaračem. Pokrovček z varnostnim zaklepom. Cápsula de punción de seguridad.

Jednostavno izbacivanje lancete. Preprost izmet lancete. Sencilla expulsión de la lanceta.



1 KOMPLET • KOMPLET • KIT

- HR Upotrebljavajte s nježnim, silikonom obloženim Microlet® lancetama. SL Uporaba z lancetami, prevlečenimi s silikonom Microlet®. ES Para uso con las lancetas Microlet® recubiertas de silicona suave.

REF 85139959

1 Microlet®Next lancetar. 5 sterilnih Microlet® lanceta obloženi mekim silikonom.

1 sprožna naprava Microlet®Next. 5 sterilnih lancet Microlet®, prevlečenih z mehkim silikonom.

1 dispositivo de punción Microlet®Next. 5 lancetas estériles Microlet®, recubiertas de silicona suave.

Microlet® lanceta/Lanceta Microlet®/Lanceta Microlet®



VARNISH FREE GLUE AREA (PRINTED SIDE)

90011589 Rev. 08/23 6704

