

GlucoContro.online

Povežite se sa svojim bolesnicima na daljinu*



Kako biste bolesnicima pomogli u regulaciji šećerne bolesti, pozovite ih da podijele svoje rezultate glukoze u krvi.

www.glucocontro.online

*Bolesnici moraju biti registrirani na GlucoContro.online i odobriti dijeljenje svojih podataka s liječnikom



MEDILAB ONE
Život u pravoj mjeri.



ASCENSIA
Diabetes Care

Jednostavan pristup informacijama o svim bolesnicima

Dostupno na jednom zaslonu jednim klikom



Brz i jednostavan pristup podacima aplikacije CONTOUR®DIABETES koji su pohranjeni u oblaku CONTOUR®CLOUD.



Personalizirane informacije o svakom registriranom bolesniku (rasponi ciljnih vrijednosti, vremenski okviri)

Ivan Horvat ✓
 36 godina Tip 1



Kratki sažetak podataka grafikoni u bojama semafora



Sigurno okruženje u kojem vaši bolesnici mogu dijeliti svoje podatke s vama

Preuzimanje rezultata s glukometara CONTOUR® bez dozvole administratora sustava

Izrada izvještaja (uključujući i izvještaj AGP*, PDF, ispis)



*Ambulatorni profil glukoze

Nov način pregleda rezultata glukoze u krvi

Nudi tumačenje vrijednosti glukoze zahvaljujući sljedećim značajkama:

Izbornik za brzi pristup



Očitavanja **16**
Mjerena dnevno **5.33**
Bez mjerenja **0**

7%
Pokazatelj regulacije glukoze

3
Vrlo visoko

1
Vrlo nisko


4.4 mmol/L
Standardna devijacija

8.7 mmol/L
Prosjeck prije obroka

13.6 mmol/L
Prosjeck iza obroka

45%
CV

Sažetak: relevantne informacije za donošenje odluka



Rasponi koncentracije glukoze: pregled postotka očitavanja za svaki raspon koncentracije glukoze

Distribucija koncentracije glukoze: pregled varijabilnosti očitavanja glukoze

☒ Dnevna ukupna doza inzulina / ugljikohidrati / aktivnost

Nedjelja 14/03

pros.8.8

10.0 0.0

g 0 min 0

mmol/L jedinica	3.7	10.2	15.6	10.4	4.6
	8:52	12:11	14:53	18:33	22:03

Tablica s mjerenjima: jednostavan prikaz svih prikupljenih podataka za svaki dan

	Ukupan broj	Prosječno	Medijan	Standardna devijacija	Najviše	Najniže	Visoko	Ciljano	Nisko
Svi	16	9.5 mmol/L	9.9 mmol/L	4.3 mmol/L	16.8 mmol/L	2.3 mmol/L	43.75%	43.75%	12.5%
Natašte	3	3.8 mmol/L	3.7 mmol/L	1.6 mmol/L	5.4 mmol/L	2.3 mmol/L	0%	33.33%	66.67%
Prije obroka	3	8.7 mmol/L	9.8 mmol/L	2.4 mmol/L	10.3 mmol/L	5.9 mmol/L	33.33%	66.67%	0%
Iza obroka	5	13.6 mmol/L	15.0 mmol/L	3.4 mmol/L	16.8 mmol/L	9.4 mmol/L	80%	20%	0%
Bez oznake	5	9.3 mmol/L	9.9 mmol/L	2.9 mmol/L	12.7 mmol/L	4.6 mmol/L	40%	60%	0%

Sažetak rezultata: za detaljniji sažetak glukoze u krvi bolesnika (GUK)

Jednostavno uključivanje i pozivanje bolesnika

Registrirajte se u 3 jednostavna koraka

1. Posjetite **glucocontrol.**
online i kliknite na
registraciju
2. Unesite podatke
3. Pričekajte odobrenje
administratora klinike[†]

Kliknite „Dodajte novog bolesnika“

Kreirajte korisnički račun

Vrsta računa



Korisnik

☐



Zdravstveni
djelatnik

☐



Član obitelji
/njegovatelj

☐

Odoberite ovu vrstu računa ako imate šećernu bolest.

Odoberite ovu vrstu računa ako ste zdravstveni djelatnik.

Odoberite ovu vrstu računa ako želite brinuti o nekome sa šećernom bolešću, ali nemate šećernu bolest.

Adresa e-pošte

Ime

Prezime

Dodajte novog bolesnika

X

Ručni unosQR kod

ImePrezime

Unesite ime

Unesite prezime

Država

Hrvatski

Neobavezne informacije

☐ Želim ovom bolesniku poslati pozivnicu e-poštom

Dodajte novog bolesnika



✔ označava da je vaš bolesnik prihvatio poziv



Ivan Horvat ✓
36 godina Tip 1



Korisnička podrška

MEDILAB ONE:

0800 600 900

dijabetes@medilabOne.com

† Može trajati do 24 sata

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Sva prava pridržana.

Ascensia, logotip Ascensia Diabetes Care i Contour zaštitni su znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple i logotip Apple zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim državama. App Store uslužni je znak tvrtke Apple Inc. Google Play i logotip Google Playa zaštitni su znaci tvrtke Google LLC. Svi drugi zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika i koriste se isključivo u informativne svrhe. Ne može se zaključiti ili pretpostaviti bilo kakav odnos ili odobrovanje.

Datum izrade: svibani 2021. PP-GluCo-GBL-0007



MEDILAB ONE
život u pravoj prirodi



ASCENSIA
Diabetes Care